

# MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-BLACK

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è il più piccolo dei kit medici TKN. Questa mini borsa per traumi contiene l'attrezzatura medica essenziale destinata a fermare la causa principale di morte traumatica: il sanguinamento! Questa borsa di pronto soccorso può essere facilmente riposta in una tasca, in uno zaino medico e in altri spazi di dimensioni simili. INCLUSI NELLA VERSIONE ESSENZIALE: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), Medicazione per il controllo del sanguinamento Quikclot (1x) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE PRO: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze LE (1x - nera) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE AVANZATA: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze (1x - verde) e un Dispositivo di pressione (1x)



## Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-BLACK](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430100986
- N. fab.: TKN-NANO-ESS-BK
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.147kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 133mm
- UPC: 810073652811

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

## Introduzione

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è progettato per fornire un supporto medico essenziale in situazioni di emergenza. Questo kit è compatto e facilmente trasportabile, rendendolo ideale per chiunque desideri avere a disposizione attrezzature per il trattamento di traumi. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il kit in un luogo facilmente accessibile.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per assicurarti che sia completo e non scaduto.
- Non utilizzare il kit se i materiali sono danneggiati o contaminati.
- In caso di emergenza, contatta i servizi di emergenza locali oltre a utilizzare il kit.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i guanti per traumi inclusi per proteggere te stesso e il paziente durante il trattamento.
- Assicurati di applicare la medicazione per il controllo del sanguinamento Quikclot seguendo le istruzioni specifiche.
- Non applicare pressione eccessiva con il Dispositivo di pressione; segui le linee guida per evitare ulteriori lesioni.
- Se non sei addestrato nell'uso del kit, cerca assistenza da un professionista sanitario.
- Tieni il kit lontano dalla portata dei bambini per prevenire usi impropri.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione del Kit:

- Apri il kit e verifica il contenuto.
- Assicurati che i guanti, la medicazione e il dispositivo siano presenti e in buone condizioni.

### 2. Utilizzo dei Guanti per Traumi:

- Indossa un paio di guanti per proteggere te stesso e il paziente.
- Rimuovi i guanti con attenzione dopo l'uso e smaltiscili correttamente.

### 3. Applicazione della Medicazione Quikclot:

- Rimuovi la medicazione dalla confezione.
- Posiziona la medicazione sulla ferita e applica una leggera pressione.
- Segui le istruzioni specifiche per il prodotto per garantire un'efficace emostasi.

### 4. Utilizzo del Dispositivo di Pressione:

- Posiziona il Dispositivo di pressione sulla medicazione applicata.
- Fissa il dispositivo in modo sicuro, ma non eccessivamente stretto.
- Monitora la ferita e cambia la medicazione se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i guanti usati e la medicazione secondo le normative locali sui rifiuti sanitari.
- Non gettare il kit in un normale contenitore dei rifiuti; verifica le procedure di smaltimento specifiche per i materiali medicali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o produttore locale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

## **Conclusione**

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è un dispositivo utile e pratico per gestire le emergenze. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il kit in modo efficace e sicuro, contribuendo a garantire la tua sicurezza e quella degli altri in situazioni di emergenza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)