

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-MULTICAM

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è il più piccolo dei kit medici TKN. Questa mini borsa per traumi contiene l'attrezzatura medica essenziale destinata a fermare la causa principale di morte traumatica: il sanguinamento! Questa borsa di pronto soccorso può essere facilmente riposta in una tasca, in uno zaino medico e in altri spazi di dimensioni simili. INCLUSI NELLA VERSIONE ESSENZIALE: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), Medicazione per il controllo del sanguinamento Quikclot (1x) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE PRO: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze LE (1x - nera) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE AVANZATA: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze (1x - verde) e un Dispositivo di pressione (1x)



Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-MULTICAM](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430100988
- N. fab.: TKN-NANO-ESS-MC
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.222kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 810073652835

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

Introduzione

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è progettato per fornire attrezzature mediche essenziali in situazioni di emergenza. Questo kit compatto è fondamentale per fermare il sanguinamento, che è la causa principale di morte traumatica. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit solo per scopi medici e di emergenza.
- Controlla regolarmente il kit per garantire che tutti i componenti siano presenti e non scaduti.
- Conserva il kit in un luogo facilmente accessibile, ma non alla portata dei bambini.
- Familiarizzati con il contenuto del kit e le istruzioni per l'uso prima di un'emergenza.
- In caso di emergenza, chiama sempre i servizi di emergenza dopo aver utilizzato il kit.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre i guanti per traumi quando maneggi il kit per evitare contaminazioni.
- Utilizza la medicazione per il controllo del sanguinamento QuikClot solo secondo le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il kit se i suoi componenti sono danneggiati o scaduti.
- Evita di utilizzare il kit su ferite profonde senza assistenza medica professionale.
- Se sei incerto su come utilizzare un componente del kit, consulta un professionista della salute.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto del Kit

- Verifica che il kit contenga i seguenti elementi:
 - Guanti per traumi (1 paio arrotolato)
 - Medicazione per il controllo del sanguinamento QuikClot (1x)
 - Dispositivo di pressione (1x)

2. Utilizzo dei Guanti per Traumi

- Indossa i guanti per proteggere te stesso e il paziente da infezioni.

3. Applicazione della Medicazione QuikClot

- Rimuovi la medicazione QuikClot dalla confezione.
- Applica la medicazione direttamente sulla ferita, esercitando una pressione uniforme.
- Mantieni la pressione per il tempo necessario fino all'arrivo di assistenza medica.

4. Utilizzo del Dispositivo di Pressione

- Posiziona il dispositivo di pressione sulla medicazione QuikClot.
- Fissa il dispositivo in modo che rimanga in posizione e mantenga la pressione sulla ferita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i guanti e i materiali di medicazione usati in modo sicuro, seguendo le linee guida locali per i rifiuti medici.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento di attrezzature mediche e segui le istruzioni pertinenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del Micro Trauma Kit NOW! Nano, ti invitiamo a contattare il punto di contatto locale per la sicurezza in Europa.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso efficace e sicuro del Micro Trauma Kit NOW! Nano. Ricorda che la preparazione è fondamentale in caso di emergenze mediche.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it