

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-RANGER GREEN

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è il più piccolo dei kit medici TKN. Questa mini borsa per traumi contiene l'attrezzatura medica essenziale destinata a fermare la causa principale di morte traumatica: il sanguinamento! Questa borsa di pronto soccorso può essere facilmente riposta in una tasca, in uno zaino medico e in altri spazi di dimensioni simili. INCLUSI NELLA VERSIONE ESSENZIALE: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), Medicazione per il controllo del sanguinamento Quikclot (1x) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE PRO: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze LE (1x - nera) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE AVANZATA: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze (1x - verde) e un Dispositivo di pressione (1x)



Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-RANGER GREEN](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430100989
- N. fab.: TKN-NANO-ESS-RG
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 279mm
- UPC: 810073652842

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Trauma Kit NOW! Nano di Blue Force Gear. Questo kit è progettato per fornire attrezzature mediche essenziali per gestire situazioni di emergenza legate a traumi. È fondamentale utilizzare il kit in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate e linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit sia sempre in buone condizioni e completo di tutti i materiali inclusi.
- Conserva il kit in un luogo facilmente accessibile e visibile.
- Controlla regolarmente la data di scadenza dei materiali e sostituisci quelli scaduti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con il kit.
- In caso di emergenza, contatta un professionista medico qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare i guanti per traumi forniti quando si maneggiano ferite o fluidi corporei.
- Non utilizzare i materiali del kit se sono danneggiati o scaduti.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte senza protezione adeguata.
- Non utilizzare il kit per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere il kit lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Controllo Iniziale del Kit:**
 - Apri la borsa e verifica che tutti i componenti siano presenti:
 - Guanti per traumi (1 paio arrotolato)
 - Medicazione per il controllo del sanguinamento Quikclot (1x)
 - Dispositivo di pressione (1x)
 - In caso di mancanza di un componente, non utilizzare il kit e contattare il fornitore.
- **Utilizzo dei Componenti:**
 - **Guanti per Traumi:**
 - Indossa i guanti prima di maneggiare qualsiasi ferita.
 - Sostituisci i guanti se diventano contaminati.
 - **Medicazione Quikclot:**
 - Apri la medicazione e applicala sulla ferita per controllare il sanguinamento.
 - Segui le istruzioni specifiche sulla confezione per l'applicazione.
 - **Dispositivo di Pressione:**
 - Posiziona il dispositivo di pressione sulla ferita e applica una pressione costante.
 - Mantieni la pressione finché non si può ottenere ulteriore assistenza medica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i guanti usati e i materiali contaminati in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non gettare i materiali del kit nel normale spazzatura se sono stati utilizzati su ferite.
- Controlla le linee guida locali per il corretto smaltimento dei materiali medici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, consultare il sito web del produttore o contattare il punto di contatto previsto in Europa.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e utilizzando il Micro Trauma Kit NOW! Nano in modo responsabile, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e quella degli altri in situazioni di emergenza. Assicurati di rimanere informato sulle procedure di emergenza e di controllare regolarmente il tuo kit per garantire che sia sempre pronto all'uso.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it