

# MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-WOLF GRAY

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è il più piccolo dei kit medici TKN. Questa mini borsa per traumi contiene l'attrezzatura medica essenziale destinata a fermare la causa principale di morte traumatica: il sanguinamento! Questa borsa di pronto soccorso può essere facilmente riposta in una tasca, in uno zaino medico e in altri spazi di dimensioni simili. INCLUSI NELLA VERSIONE ESSENZIALE: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), Medicazione per il controllo del sanguinamento Quikclot (1x) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE PRO: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze LE (1x - nera) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE AVANZATA: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze (1x - verde) e un Dispositivo di pressione (1x)



## Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-WOLF GRAY](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430100990
- N. fab.: TKN-NANO-ESS-WF
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.147kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 171mm
- UPC: 810073652859

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Trauma Kit NOW! Nano di Blue Force Gear. Questo kit è progettato per fornire le forniture mediche essenziali necessarie per affrontare situazioni di emergenza legate ai traumi. Si prega di leggere attentamente questa guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il kit sia sempre accessibile in caso di emergenza.
- Controllare regolarmente il contenuto del kit per garantire che tutte le forniture siano presenti e non scadute.
- Tenere il kit lontano dalla portata dei bambini per prevenire usi impropri.
- Non utilizzare il kit per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare i guanti per traumi inclusi nel kit per evitare il contatto diretto con il sangue o fluidi corporei.
- Seguire le istruzioni per l'uso di ciascun articolo all'interno del kit.
- Non applicare una medicazione per il controllo del sanguinamento se non si è certi della causa del sanguinamento.
- In caso di reazioni avverse a qualsiasi prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista medico.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Controllo del Kit

- Aprire la borsa e controllare il contenuto.
- Verificare che i guanti, la medicazione Quikclot e il dispositivo di pressione siano presenti.

### 2. Uso dei Guanti per Traumi

- Indossare un paio di guanti per traumi prima di trattare qualsiasi ferita.
- Assicurarsi che i guanti siano ben adattati e privi di fori.

### 3. Applicazione della Medicazione Quikclot

- Rimuovere la medicazione dalla borsa.
- Applicare la medicazione direttamente sulla ferita sanguinante.
- Pressare saldamente per alcuni minuti per fermare il sanguinamento.

### 4. Uso del Dispositivo di Pressione

- Posizionare il dispositivo di pressione sopra la medicazione applicata.
- Fissare il dispositivo in posizione per mantenere la pressione sulla ferita.

### 5. Controllo Finale

- Monitorare la ferita e il paziente per eventuali segni di deterioramento.
- Contattare i servizi medici di emergenza se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i guanti e le medicazioni usate in conformità con le normative locali sui rifiuti sanitari.
- Non gettare mai i materiali del kit nella spazzatura comune.
- Seguire le linee guida locali per lo smaltimento di materiali potenzialmente pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande relative al Micro Trauma Kit NOW! Nano, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza.

Grazie per aver scelto il Micro Trauma Kit NOW! Nano. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)