

# MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-BLACK

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è il più piccolo dei kit medici TKN. Questa mini borsa per traumi contiene l'attrezzatura medica essenziale destinata a fermare la causa principale di morte traumatica: il sanguinamento! Questa borsa di pronto soccorso può essere facilmente riposta in una tasca, in uno zaino medico e in altri spazi di dimensioni simili. INCLUSI NELLA VERSIONE ESSENZIALE: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), Medicazione per il controllo del sanguinamento Quikclot (1x) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE PRO: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze LE (1x - nera) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE AVANZATA: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze (1x - verde) e un Dispositivo di pressione (1x)



## Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-BLACK](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430100991
- N. fab.: TKN-NANO-PRO-BK
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 121mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 44mm
- UPC: 810073652866

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Chi siamo](#)

# MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Trauma Kit NOW! Nano di BLUE FORCE GEAR. Questo kit è progettato per fornire attrezzature mediche essenziali per affrontare situazioni di emergenza legate a traumi. La sua compattezza lo rende facile da trasportare e da riporre, garantendo che tu sia sempre preparato in caso di necessità.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente la scadenza dei materiali all'interno del kit e sostituiscili se necessario.
- Tieni il kit in un luogo facilmente accessibile, ma lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di emergenza, chiama sempre i servizi di emergenza prima di tentare di fornire assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre i guanti per traumi quando maneggi materiali sanguinanti per proteggere te stesso e il paziente.
- Utilizza la medicazione Quikclot solo come indicato nelle istruzioni. Non applicare direttamente su ferite profonde o penetranti senza consultare un professionista.
- Assicurati che il dispositivo di pressione sia applicato correttamente per controllare il sanguinamento. Consulta un professionista se non sei sicuro di come utilizzarlo.
- Non utilizzare il kit se è danneggiato o se i materiali al suo interno sono scaduti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione del Kit

- Verifica che il kit sia completo e che tutti i materiali siano in buone condizioni.
- Riponi il kit in un luogo facilmente accessibile, come una borsa o uno zaino.

### 2. Utilizzo dei Guanti per Traumi

- Apri il pacchetto dei guanti e indossali prima di maneggiare qualsiasi materiale.
- Assicurati che i guanti siano ben aderenti e privi di strappi.

### 3. Applicazione della Medicazione Quikclot

- Rimuovi la medicazione dalla confezione.
- Applica la medicazione direttamente sulla ferita e comprimila per alcuni minuti.
- Se il sanguinamento persiste, ripeti l'applicazione o cerca assistenza medica.

### 4. Utilizzo del Dispositivo di Pressione

- Posiziona il dispositivo direttamente sopra la ferita.
- Fissa il dispositivo in posizione e applica una pressione costante fino a quando il sanguinamento non si arresta.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i guanti e la medicazione utilizzati in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare mai i materiali nel normale spazzatura.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto di attrezzature mediche usate.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sui materiali o sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti di BLUE FORCE GEAR. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per un'assistenza più rapida.

## **Conclusione**

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è un dispositivo essenziale per la gestione delle emergenze. Segui queste linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del kit. In caso di dubbi o necessità di assistenza, non esitare a contattare il supporto. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)