

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-MULTICAM

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è il più piccolo dei kit medici TKN. Questa mini borsa per traumi contiene l'attrezzatura medica essenziale destinata a fermare la causa principale di morte traumatica: il sanguinamento! Questa borsa di pronto soccorso può essere facilmente riposta in una tasca, in uno zaino medico e in altri spazi di dimensioni simili. INCLUSI NELLA VERSIONE ESSENZIALE: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), Medicazione per il controllo del sanguinamento Quikclot (1x) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE PRO: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze LE (1x - nera) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE AVANZATA: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze (1x - verde) e un Dispositivo di pressione (1x)



Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-MULTICAM](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430100998
- N. fab.: TKN-NANO-ADV-MC
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.222kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 810073652934

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [Chi siamo](#)

MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Introduzione

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è progettato per fornire un supporto medico essenziale in situazioni di emergenza. La sua compattezza lo rende facilmente trasportabile, rendendolo ideale per l'uso in ambienti di lavoro, attività all'aperto e situazioni di emergenza. Questo manuale fornisce importanti linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire sempre le istruzioni fornite per l'uso del kit.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per assicurarti che sia completo e non scaduto.
- Tieni il kit in un luogo facilmente accessibile e in condizioni di sicurezza.
- Non utilizzare i materiali del kit per scopi diversi da quelli previsti.
- In caso di emergenza, contatta i servizi di emergenza se necessario.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Guanti per Traumi:** Indossare sempre i guanti quando si maneggiano ferite o sangue per ridurre il rischio di infezioni.
- **Medicazione Quikclot:** Utilizzare solo come indicato per il controllo del sanguinamento. Non applicare su ferite profonde senza assistenza medica.
- **Dispositivo di Pressione:** Assicurati che il dispositivo sia posizionato correttamente per ottenere il massimo effetto. Segui le istruzioni specifiche per l'uso.
- **Controllo della Temperatura:** Conserva il kit in un luogo fresco e asciutto. Evita l'esposizione a temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Apri il kit e verifica che tutti i materiali siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati che i guanti, le medicazioni e il dispositivo di pressione siano integri.

2. Utilizzo dei Guanti:

- Indossa i guanti per proteggerti e prevenire infezioni.
- Rimuovi i guanti dopo l'uso e smaltiscili in modo appropriato.

3. Applicazione della Medicazione Quikclot:

- Rimuovi la medicazione dalla confezione.
- Applica la medicazione direttamente sulla ferita sanguinante e premi per alcuni minuti.
- Se il sanguinamento persiste, applica un ulteriore strato o contatta i servizi medici.

4. Utilizzo del Dispositivo di Pressione:

- Posiziona il dispositivo di pressione sopra la medicazione per mantenere una pressione costante.
- Fissa il dispositivo in posizione e verifica che non ci siano segni di circolazione compromessa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- I materiali non utilizzati e scaduti devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- I guanti e le medicazioni usati devono essere smaltiti come rifiuti biologici, seguendo le linee guida sanitarie locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo fornitore o a consultare le risorse online pertinenti. Assicurati di avere a disposizione il nome del prodotto e il numero di lotto per facilitare l'assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il Micro Trauma Kit NOW! Nano. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in situazioni di emergenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it