

# MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-WOLF GRAY

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è il più piccolo dei kit medici TKN. Questa mini borsa per traumi contiene l'attrezzatura medica essenziale destinata a fermare la causa principale di morte traumatica: il sanguinamento! Questa borsa di pronto soccorso può essere facilmente riposta in una tasca, in uno zaino medico e in altri spazi di dimensioni simili. INCLUSI NELLA VERSIONE ESSENZIALE: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), Medicazione per il controllo del sanguinamento Quikclot (1x) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE PRO: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze LE (1x - nera) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE AVANZATA: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze (1x - verde) e un Dispositivo di pressione (1x)



## Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-WOLF GRAY](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430101000
- N. fab.: TKN-NANO-ADV-WF
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 279mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 810073652958

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Trauma Kit NOW! Nano di Blue Force Gear. Questo kit è progettato per fornire attrezzature mediche essenziali per gestire situazioni di emergenza e fermare il sanguinamento. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit solo per scopi previsti.
- Conserva il kit in un luogo facilmente accessibile in caso di emergenza.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per assicurarti che non ci siano articoli scaduti o danneggiati.
- Non utilizzare il kit se è stato aperto o manomesso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Guanti per traumi:** Indossa sempre i guanti per proteggere te stesso e il paziente da infezioni.
- **Medicazione Quikclot:** Segui le istruzioni sul pacchetto per applicare correttamente la medicazione. Non applicare su ferite aperte senza seguire le linee guida.
- **Dispositivo di pressione:** Usa il dispositivo solo per fermare il sanguinamento. Non applicare una pressione eccessiva che potrebbe causare ulteriori danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Trova un luogo sicuro e tranquillo per trattare il paziente.
- Indossa i guanti per traumi prima di iniziare qualsiasi intervento.

### 2. Controllo del sanguinamento:

- Identifica la fonte del sanguinamento.
- Se il sanguinamento è grave, applica la medicazione Quikclot direttamente sulla ferita.
- Usa il dispositivo di pressione per mantenere la medicazione in posizione e fermare il sanguinamento.

### 3. Monitoraggio:

- Dopo aver trattato la ferita, monitora il paziente per eventuali segni di shock o complicazioni.
- Se il sanguinamento non si ferma, cerca assistenza medica immediata.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i guanti e i materiali di medicazione usati in modo sicuro, seguendo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti medici.
- Non gettare mai i materiali del kit in contenitori per rifiuti normali, poiché potrebbero contenere agenti patogeni.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo al Micro Trauma Kit NOW! Nano, contatta il tuo rivenditore o il fornitore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto del prodotto e la data di acquisto per facilitare il supporto.

## Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro ed efficace del Micro Trauma Kit NOW! Nano. Ricorda che la preparazione e la conoscenza sono le chiavi per affrontare le emergenze in modo efficace.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)