

# TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES - BLACK

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Trauma Kit NOW! - SMALL è il nuovo kit medico di Blue Force Gear. Progettato in risposta ai clienti che amavano le caratteristiche e il design del TKN-MEDIUM ma necessitavano di una borsa più piccola. Questa borsa medica MOLLE è il 30% più piccola rispetto al TKN-MEDIUM. Il TKN-SMALL utilizza il design a estrazione verticale a movimento singolo dell'originale TKN, ma nelle dimensioni e nel formato familiari di una borsa per caricatori M4 Double / Triple (impilati).  
ESSENZIALI INCLUDONO: Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati), Medicazione per Controllo Emorragie QuikClot (1x - bianca), Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x), Coperta per Ipotermia (1x), Nastro Pieghevole (1x) e Garza Compressa (1x).  
PR INCLUDE: Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati), Garza Combat QuikClot LE (1x - nera), Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x), Coperta per Ipotermia (1x), Nastro Pieghevole (1x), Garza Compressa (1x) e Sigillo Toracico di Dimensioni Normali (1x Pacco Doppio).  
AVANZATO INCLUDE: Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati), Garza Combat QuikClot (1x - verde), Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x), Coperta per Ipotermia (1x), Nastro Pieghevole (1x), Garza Compressa (1x), Sigillo Toracico di Dimensioni Normali (1x Pacco Doppio), Via Aerea Nasofaringea (1x) e Ago di Decompressione (1x).



## Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES - BLACK](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430101016
- N. fab.: HW-TKN-SMALL-ES
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.186kg
- Altezza di spedizione: 114mm
- Larghezza di spedizione: 229mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm
- UPC: 810073653214

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL di Blue Force Gear. Questo kit è progettato per fornire le forniture mediche essenziali in situazioni di emergenza. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit sia utilizzato solo da persone che hanno ricevuto formazione adeguata in primo soccorso.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per assicurarti che non manchino forniture e che siano tutte in buone condizioni.
- Conserva il kit in un luogo facilmente accessibile e ben visibile.
- Non utilizzare il kit per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre i guanti per trauma forniti per proteggere te stesso e il paziente da eventuali contaminazioni.
- Assicurati di avere familiarità con le tecniche di medicazione e le istruzioni per l'uso delle forniture incluse nel kit.
- Non utilizzare forniture scadute o danneggiate.
- In caso di reazione allergica o effetti collaterali, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista sanitario.
- Tieni il kit lontano dalla portata dei bambini per prevenire un uso improprio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Contenuto:**
  - Apri la borsa e verifica che tutte le forniture siano presenti:
    - Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati)
    - Medicazione per Controllo Emorragie QuikClot (1x bianca)
    - Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x)
    - Coperta per Ipotermia (1x)
    - Nastro Pieghevole (1x)
    - Garza Compressa (1x)
2. **Utilizzo delle Forniture:**
  - Indossa i guanti per trauma prima di trattare il paziente.
  - Segui le istruzioni specifiche per ciascun prodotto incluso nel kit.
  - In caso di emorragia, applica il QuikClot direttamente sulla ferita e comprimi per fermare il sanguinamento.
  - Utilizza la medicazione d'emergenza per coprire ferite più gravi e stabilizzare il paziente.
3. **Conservazione del Kit:**
  - Dopo l'uso, riponi tutte le forniture utilizzate nel kit e chiudi la borsa.
  - Conserva il kit in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le forniture usate in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti sanitari.
- Non gettare mai i guanti, le medicazioni o altri materiali contaminati nel normale spazzatura.
- Contatta il tuo comune o le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali sanitari.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

## **Conclusione**

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del Trauma Kit NOW! SMALL. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare assistenza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)