

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ADVANCED SUPPLIES - COYOTE

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Trauma Kit NOW! - SMALL è il nuovo kit medico di Blue Force Gear. Progettato in risposta ai clienti che amavano le caratteristiche e il design del TKN-MEDIUM ma necessitavano di una borsa più piccola. Questa borsa medica MOLLE è il 30% più piccola rispetto al TKN-MEDIUM. Il TKN-SMALL utilizza il design a estrazione verticale a movimento singolo dell'originale TKN, ma nelle dimensioni e nel formato familiari di una borsa per caricatori M4 Double / Triple (impilati).
ESSENZIALI INCLUDONO: Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati), Medicazione per Controllo Emorragie QuikClot (1x - bianca), Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x), Coperta per Ipotermia (1x), Nastro Pieghevole (1x) e Garza Compressa (1x).
PR INCLUDE: Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati), Garza Combat QuikClot LE (1x - nera), Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x), Coperta per Ipotermia (1x), Nastro Pieghevole (1x), Garza Compressa (1x) e Sigillo Toracico di Dimensioni Normali (1x Pacco Doppio).
AVANZATO INCLUDE: Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati), Garza Combat QuikClot (1x - verde), Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x), Coperta per Ipotermia (1x), Nastro Pieghevole (1x), Garza Compressa (1x), Sigillo Toracico di Dimensioni Normali (1x Pacco Doppio), Via Aerea Nasofaringea (1x) e Ago di Decompressione (1x).



Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ADVANCED SUPPLIES - COYOTE](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430101027
- N. fab.: HW-TKN-SMALL-AD
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.544kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 229mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 810073653320

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trauma Kit NOW! SMALL di Blue Force Gear. Questo kit è progettato per fornire le forniture mediche essenziali in situazioni di emergenza. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto. Questa guida fornisce informazioni sulla sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, istruzioni per lo smaltimento e informazioni di contatto per ulteriore supporto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit e sostituisci gli articoli scaduti o utilizzati.
- Tieni il kit in un luogo facilmente accessibile e visibile.
- Non utilizzare il kit se è stato danneggiato o se il contenuto è compromesso.
- Conserva il kit lontano dalla portata dei bambini, a meno che non ci sia un adulto presente per supervisionare l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre i guanti per trauma forniti quando si maneggiano forniture mediche.
- Non utilizzare forniture mediche scadute o danneggiate.
- Segui le istruzioni specifiche per ogni articolo incluso nel kit.
- In caso di reazione allergica a qualsiasi prodotto, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista sanitario.
- Non tentare di eseguire procedure mediche per le quali non si è addestrati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto del Kit

- Apri il kit e verifica che tutti gli articoli siano presenti e in buone condizioni.
- Controlla le date di scadenza su medicazioni e altri articoli.

2. Utilizzo degli Articoli

- **Guanti per Trauma:** Indossali prima di maneggiare qualsiasi forniture mediche.
- **Medicazione per Controllo Emorragie QuikClot:** Segui le istruzioni sulla confezione per applicare la medicazione correttamente.
- **Medicazione per Trauma d'Emergenza 6":** Utilizza per coprire ferite gravi e seguire le istruzioni per l'applicazione.
- **Coperta per Ipotermia:** Utilizzala per mantenere la temperatura corporea in caso di ipotermia.
- **Nastro Pieghevole:** Utilizzalo per fissare medicazioni o bende in posizione.
- **Garza Compressa:** Utilizza per assorbire il sangue e applicare pressione su ferite.
- **Sigillo Toracico di Dimensioni Normali:** Utilizza in caso di ferite penetranti al torace.
- **Via Aerea Nasofaringea e Ago di Decompressione:** Questi articoli devono essere utilizzati solo da personale addestrato.

3. Manutenzione del Kit

- Riponi il kit in un luogo asciutto e fresco.
- Assicurati che il kit sia facilmente accessibile in caso di emergenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Gli articoli scaduti o danneggiati devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare articoli medici non utilizzati nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali medici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Blue Force Gear. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del Trauma Kit NOW! SMALL.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it