

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ADVANCED SUPPLIES-MULTICAM

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Trauma Kit NOW! - SMALL è il nuovo kit medico di Blue Force Gear. Progettato in risposta ai clienti che amavano le caratteristiche e il design del TKN-MEDIUM ma necessitavano di una borsa più piccola. Questa borsa medica MOLLE è il 30% più piccola rispetto al TKN-MEDIUM. Il TKN-SMALL utilizza il design a estrazione verticale a movimento singolo dell'originale TKN, ma nelle dimensioni e nel formato familiari di una borsa per caricatori M4 Double / Triple (impilati).
ESSENZIALI INCLUDONO: Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati), Medicazione per Controllo Emorragie QuikClot (1x - bianca), Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x), Coperta per Ipotermia (1x), Nastro Pieghevole (1x) e Garza Compressa (1x).
PR INCLUDE: Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati), Garza Combat QuikClot LE (1x - nera), Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x), Coperta per Ipotermia (1x), Nastro Pieghevole (1x), Garza Compressa (1x) e Sigillo Toracico di Dimensioni Normali (1x Pacco Doppio).
AVANZATO INCLUDE: Guanti per Trauma (2x Paia arrotolati), Garza Combat QuikClot (1x - verde), Medicazione per Trauma d'Emergenza 6" (1x), Coperta per Ipotermia (1x), Nastro Pieghevole (1x), Garza Compressa (1x), Sigillo Toracico di Dimensioni Normali (1x Pacco Doppio), Via Aerea Nasofaringea (1x) e Ago di Decompressione (1x).



Caratteristiche

- Nome: **BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ADVANCED SUPPLIES-MULTICAM**
- Produttore: **BLUE FORCE GEAR**
- N. prodotto: 430101028
- N. fab.: HW-TKN-SMALL-AD
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.567kg
- Altezza di spedizione: 279mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 810073653337

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il Trauma Kit NOW! SMALL di Blue Force Gear. Questo kit è progettato per fornire un'assistenza medica rapida e efficace in situazioni di emergenza. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il kit in un luogo facilmente accessibile.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per assicurarti che sia completo e non scaduto.
- Utilizza il kit solo per scopi medici e non per altri utilizzi.
- In caso di emergenza grave, contatta immediatamente i servizi di emergenza.

Precauzioni Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre guanti per trauma quando maneggi i materiali del kit.
- Assicurati che la persona che riceve assistenza sia in un luogo sicuro e stabile.
- Non utilizzare prodotti scaduti o danneggiati.
- Segui le istruzioni specifiche per ciascun elemento del kit, in particolare per le medicazioni e i dispositivi di emergenza.
- Se non sei sicuro di come utilizzare un elemento, cerca assistenza da un professionista medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Apri la borsa del kit e verifica il contenuto.
- Assicurati di avere accesso a una superficie pulita per lavorare.

2. Utilizzo dei Guanti per Trauma:

- Indossa i guanti per proteggere te stesso e il paziente da infezioni.

3. Controllo delle Emorragie:

- Utilizza la medicazione per controllo emorragie QuikClot per fermare il sanguinamento.
- Applica la medicazione direttamente sulla ferita e esercita una pressione costante.

4. Medicazione per Trauma d'Emergenza:

- Utilizza la medicazione per trauma d'emergenza 6" per coprire ferite più grandi.
- Segui le istruzioni sulla confezione per l'applicazione.

5. Utilizzo della Coperta per Ipotermia:

- Avvolgi il paziente nella coperta per mantenere il calore corporeo.

6. Utilizzo del Nastro Pieghevole e della Garza Compressa:

- Usa il nastro pieghevole per fissare medicazioni e garze.
- La garza compressa può essere utilizzata per ferite profonde o sanguinanti.

7. Utilizzo del Sigillo Toracico:

- In caso di ferita penetrante al torace, applica il sigillo toracico secondo le istruzioni.

8. Uso dell'Ago di Decompressione:

- Solo se necessario e se sei addestrato, utilizza l'ago di decompressione per trattare un pneumotorace.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali usa e getta secondo le normative locali.
- Non gettare prodotti scaduti o danneggiati nel normale sacco della spazzatura.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di attrezzature mediche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo al Trauma Kit NOW! SMALL, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso efficace e sicuro del Trauma Kit NOW! SMALL. Ricorda che la preparazione e la conoscenza sono fondamentali per affrontare le emergenze in modo sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it