

RIFAK Horizontal - Black

RIFAK (Rip-Away IFAK) è il nuovo kit individuale di primo soccorso progettato per contenere i presidi medici salvavita necessari all'attuazione del protocollo MARCH. La RIFAK è composta da due componenti distinte: un involucro esterno e un inserto interno estraibile, dove sono contenuti i presidi medici. Il sistema di sgancio è stato sviluppato per essere estremamente sicuro ma anche intuitivo da estrarre.

CARATTERISTICHE:

- Grazie al sistema Rip-Away, l'operatore sarà in grado di raggiungere tutti i presidi medici in meno di 6 secondi.
- Non c'è rischio che i presidi medici possano fuoriuscire accidentalmente dall'inserto, anche estraendolo bruscamente, perché sono vincolati su tutti i lati.
- Non sono stati aggiunti "abbellimenti" (es. croci mediche, velcro, ricami...) che possano confondere l'operatore. L'unica porzione evidenziata in rosso è la maniglia di estrazione.
- Il cordino elastico esterno può essere usato per comprimere le dimensioni della tasca oltre che per trasportare un Tourniquet.
- Sui PALS/MOLLE laterali è possibile installare ulteriori tasche e/o vincolare strumenti come forbici, strap-cutter e Tourniquet.

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFAK Horizontal Black](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFAK Horizontal Black

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il kit di primo soccorso RIFAK Horizontal Black. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace in situazioni di emergenza. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per un uso corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il kit sia sempre accessibile e in buone condizioni.
- Controllare regolarmente il contenuto del kit e sostituire i materiali scaduti o danneggiati.
- Utilizzare il kit solo per le finalità previste e in situazioni di emergenza.
- Tenere il kit lontano dalla portata dei bambini, a meno che non siano supervisionati da un adulto.
- In caso di dubbi sull'uso del kit, consultare un professionista del settore medico.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il sistema di sgancio sia funzionante prima di ogni utilizzo.
- Non forzare l'apertura dell'involucro esterno o dell'inserito interno.
- Assicurarsi che i presidi medici siano sempre fissati correttamente all'interno dell'inserito.
- Evitare di esporre il kit a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non utilizzare il kit se presenta segni di danneggiamento o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Kit:

- Posizionare il kit in un luogo facilmente accessibile.
- Assicurarsi che sia fissato correttamente se installato su supporti come PALS/MOLLE.

2. Uso del Kit:

- In caso di emergenza, afferrare la maniglia di estrazione evidenziata in rosso.
- Estrarre l'inserito interno dal contenitore esterno in meno di 6 secondi.
- Utilizzare i presidi medici secondo le istruzioni specifiche fornite con ciascun articolo.
- Dopo l'uso, rimettere l'inserito nell'involucro esterno e ripristinare il kit.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il kit e i suoi componenti secondo le normative locali relative ai rifiuti pericolosi.
- Non gettare i presidi medici nel normale rifiuto domestico.
- Contattare i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali scaduti o danneggiati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del kit di primo soccorso RIFAK Horizontal Black. La sicurezza dei consumatori è una priorità e il rispetto delle linee guida sopra riportate contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it