

RIFAK Vertical - Black

RIFAK (Rip-Away IFAK) è il nuovo kit individuale di pronto soccorso progettato per contenere i dispositivi medici salvavita necessari per attuare il protocollo MARCH. La RIFAK è composta da due componenti distinte: un involucro esterno e un inserto interno estraibile, dove sono contenuti i dispositivi medici. Il sistema di sgancio è stato sviluppato per essere estremamente sicuro ma anche intuitivo da estrarre.

CARATTERISTICHE:

- Grazie al sistema Rip-Away, l'operatore sarà in grado di accedere a tutti i dispositivi medici in meno di 6 secondi.
- Non c'è rischio che i dispositivi medici possano fuoriuscire accidentalmente dall'inserto, anche estraendolo bruscamente, poiché sono bloccati su tutti i lati.
- Non sono stati aggiunti "abbellimenti" (es. croci mediche, velcro, ricami...) che possano confondere l'operatore. L'unica porzione evidenziata in rosso è la maniglia di estrazione.
- Il cordino elastico esterno può essere utilizzato per comprimere le dimensioni della tasca oltre che per trasportare un Tourniquet.
- Sui PALS/MOLLE laterali è possibile installare ulteriori tasche e/o vincolare strumenti come Forbici, Strap-Cutter e Tourniquet.

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il RIFAK Vertical Black. Questo kit individuale di pronto soccorso è progettato per fornire un accesso rapido e sicuro ai dispositivi medici salvavita. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il kit lontano dalla portata dei bambini se non supervisionati.
- Controllare regolarmente il contenuto del kit e sostituire eventuali dispositivi scaduti o danneggiati.
- In caso di emergenza, seguire sempre le linee guida di pronto soccorso e contattare i servizi di emergenza se necessario.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il RIFAK, assicurarsi di essere formati nell'uso dei dispositivi medici inclusi.
- Non forzare l'inserito interno durante l'estrazione; seguire le istruzioni di sgancio.
- Evitare di esporre il kit a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non utilizzare il kit se danneggiato o se l'involucro esterno è compromesso.
- Non utilizzare il kit in situazioni non di emergenza per garantire la disponibilità dei dispositivi quando necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Kit:

- Posizionare il RIFAK in un luogo facilmente accessibile, preferibilmente in un'area di pronto soccorso designata.
- Assicurarsi che il kit sia fissato correttamente se montato su un supporto PALS/MOLLE.

2. Uso del Kit:

- Per estrarre l'inserito interno, afferrare la maniglia evidenziata in rosso.
- Utilizzare il sistema RipAway per accedere rapidamente ai dispositivi medici.
- Verificare che i dispositivi siano saldamente bloccati prima di procedere all'uso.

3. Controllo dei Contenuti:

- Controllare il contenuto del kit ogni sei mesi.
- Sostituire i dispositivi scaduti o danneggiati immediatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i dispositivi medici scaduti o danneggiati secondo le normative locali per i rifiuti sanitari.
- Non gettare il kit o i suoi componenti nell'ambiente. Seguire le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del RIFAK Vertical Black. La sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it