

## **RIFAK Vertical - Ranger Green**

RIFAK (Rip-Away IFAK) è il nuovo kit individuale di pronto soccorso progettato per contenere i dispositivi medici salvavita necessari per attuare il protocollo MARCH. La RIFAK è composta da due componenti distinte: un involucro esterno e un inserto interno estraibile, dove sono conservati i dispositivi medici. Il sistema di sgancio è stato sviluppato per essere estremamente sicuro ma anche intuitivo da estrarre.

### **CARATTERISTICHE:**

- Grazie al sistema Rip-Away, l'operatore sarà in grado di accedere a tutti i dispositivi medici in meno di 6 secondi.
- Non c'è rischio che i dispositivi medici possano fuoriuscire accidentalmente dall'inserto, anche estraendolo bruscamente, perché sono bloccati su tutti i lati.
- Non sono stati aggiunti "abbellimenti" (es. croci mediche, velcro, ricami...) che possano confondere l'operatore. L'unica parte evidenziata in rosso è la maniglia di estrazione.
- Il cordino elastico esterno può essere utilizzato per comprimere le dimensioni della tasca oltre che per trasportare un Tourniquet.
- Sui PALS/MOLLE laterali è possibile installare ulteriori tasche e/o fissare strumenti come Forbici, Strap-Cutter e Tourniquet.

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFAK Vertical Ranger Green](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFAK Vertical Ranger Green

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il kit di pronto soccorso RIFAK Vertical Ranger Green. Questo manuale è progettato per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, seguendo le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il kit se è visibilmente danneggiato o se i dispositivi medici all'interno sono scaduti.
- Conservare il kit in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore o umidità.
- Tenere il kit lontano dalla portata dei bambini, a meno che non sia utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il sistema RipAway solo come indicato nelle istruzioni. Non forzare l'estrazione dell'inserito interno.
- Assicurarsi che il cordino elastico esterno sia correttamente fissato durante il trasporto per evitare che il kit si apra accidentalmente.
- Non sovraccaricare le tasche laterali PALS/MOLLE con oggetti pesanti, per garantire la stabilità e la sicurezza del kit.
- In caso di emergenza, seguire sempre le procedure di pronto soccorso standard e le istruzioni specifiche per ogni dispositivo medico presente nel kit.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Posizionamento del Kit:

- Scegliere un luogo facilmente accessibile per il posizionamento del kit.
- Assicurarsi che il kit sia fissato saldamente e in modo sicuro.

### 2. Utilizzo del Sistema RipAway:

- Per estrarre il kit, afferrare la maniglia di estrazione evidenziata in rosso e tirare verso l'esterno.
- Assicurarsi di avere una presa salda per evitare di far cadere il kit.

### 3. Accesso ai Dispositivi Medici:

- Una volta estratto l'inserito interno, controllare che tutti i dispositivi medici siano al loro posto.
- Utilizzare i dispositivi solo se si è formati e qualificati a farlo.

### 4. Fissaggio di Strumenti Aggiuntivi:

- Utilizzare le tasche laterali PALS/MOLLE per fissare strumenti come forbici, strappacutter e tourniquet.
- Assicurarsi che gli strumenti siano ben fissati e non possano cadere durante il trasporto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il kit e i suoi componenti secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare i dispositivi medici scaduti o danneggiati nel normale spazzatura. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.
- Assicurarsi che il kit sia completamente vuoto e pulito prima di procedere allo smaltimento.

## Informazioni per ulteriore supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o visitare il sito web ufficiale. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni attentamente per garantire un uso sicuro e efficace del kit di pronto soccorso RIFAK Vertical Ranger Green. La sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)