

# MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-COYOTE BROWN

[Emergency & Survival Gear](#) > [FirstAid](#) > [Kit primo soccorso](#)

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è il più piccolo dei kit medici TKN. Questa mini borsa per traumi contiene l'attrezzatura medica essenziale destinata a fermare la causa principale di morte traumatica: il sanguinamento! Questa borsa di pronto soccorso può essere facilmente riposta in una tasca, in uno zaino medico e in altri spazi di dimensioni simili. INCLUSI NELLA VERSIONE ESSENZIALE: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), Medicazione per il controllo del sanguinamento Quikclot (1x) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE PRO: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze LE (1x - nera) e un Dispositivo di pressione (1x) INCLUSI NELLA VERSIONE AVANZATA: Guanti per traumi (1 paio arrotolato), QuikClot Combat Gauze (1x - verde) e un Dispositivo di pressione (1x)



## Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-COYOTE BROWN](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430100997
- N. fab.: TKN-NANO-ADV-CB
- Dimensioni: 1 Person
- Peso della spedizione: 0.147kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 171mm
- UPC: 810073652927

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Micro Trauma Kit NOW! Nano Blue Force Gear

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Trauma Kit NOW! Nano. Questo kit è progettato per fornire attrezzature mediche essenziali per gestire situazioni di emergenza e fermare il sanguinamento. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il kit sia sempre accessibile e facilmente reperibile in caso di emergenza.
- Controllare regolarmente il contenuto del kit per garantire che tutti gli elementi siano presenti e non scaduti.
- Utilizzare il kit solo per le finalità previste; non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Tenere il kit lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili, a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre i guanti per traumi forniti quando si gestiscono ferite o situazioni di emergenza.
- Utilizzare la medicazione QuikClot solo come indicato nelle istruzioni fornite con il prodotto.
- Non utilizzare il Dispositivo di pressione su ferite che non presentano sanguinamento attivo.
- Se si verifica una reazione avversa ai materiali del kit, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Posizionamento del Kit:

- Conservare il kit in un luogo facilmente accessibile, come una tasca, uno zaino medico o un armadietto di pronto soccorso.

### 2. Utilizzo dei Guanti per Traumi:

- Aprire il pacchetto dei guanti e indossarli prima di toccare qualsiasi ferita o materiale potenzialmente contaminato.

### 3. Applicazione della Medicazione QuikClot:

- Rimuovere la medicazione dalla confezione.
- Applicare direttamente sulla ferita, coprendo l'area sanguinante.
- Pressare delicatamente per garantire un buon contatto.

### 4. Utilizzo del Dispositivo di Pressione:

- Posizionare il Dispositivo di pressione sulla medicazione applicata.
- Tenere in posizione per il tempo raccomandato per fermare il sanguinamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i guanti e i materiali usati in modo appropriato seguendo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare i materiali del kit nel normale spazzatura; seguire le indicazioni locali per lo smaltimento di prodotti medici.
- Controllare la data di scadenza dei materiali e sostituirli secondo necessità.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza di questo prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea designato per le questioni di sicurezza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni pertinenti sul prodotto.

## **Conclusione**

Il Micro Trauma Kit NOW! Nano è uno strumento vitale per la gestione delle emergenze. Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso, è possibile garantire un utilizzo efficace e sicuro del kit. In caso di dubbi o domande, non esitate a contattare il supporto appropriato.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)