

DELTA BAG - SPIRITUS SYSTEMS DELTA BAG COYOTE BROWN

[Emergency & Survival Gear](#) > [Zaini e borse](#) > [Zaini](#)

Il Delta Bag è una borsa medica compatta e da attacco, progettata per essere indossata sopra un plate carrier e per contenere una vasta gamma di forniture e attrezzature mediche. La parte anteriore della borsa è suddivisa in tre scomparti di dimensioni uniformi con accesso tramite zip diagonale, che consente all'utente finale di accedere rapidamente all'intero scomparto senza dover riposizionare alcun contenuto. La configurazione unica aiuta anche nella ritenzione passiva dell'attrezzatura quando lo scomparto è aperto. Lo scomparto principale del Delta Bag ha un design a guscio con due campi completi di loop che possono accettare accessori con gancio (inclusa l'intera linea di inserti utilitari Spiritus Systems e altri prodotti di terze parti). La borsa può essere trasportata con il guscio in posizione aperta da un luogo all'altro utilizzando le maniglie integrate da valigetta e fornisce una postazione di lavoro intuitiva quando viene somministrata assistenza medica d'emergenza. Il retro dello zaino presenta due scomparti sottili per mantenere gli oggetti flat-pack sicuri e privi di danni, e mantiene lo zaino vicino al corpo quando indossato. Le cinghie incluse per il delta bag sono rimovibili e sostituibili con qualsiasi cinghia di terze parti che si attacca con webbing da 1". La borsa presenta quattro punti di montaggio in metallo cuciti per l'integrazione delle cinghie. Il Delta Bag presenta occhielli in rete e metallo in posizioni chiave per una completa capacità di drenaggio dell'acqua ed è progettato per rimanere efficace e accessibile in ambienti austere.



Caratteristiche

- Nome: [SPIRITUS SYSTEMS DELTA BAG COYOTE BROWN](#)
- Produttore: [SPIRITUS SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 430104963
- N. fab.: BU-DB-CB
- Colore: Coyote Brown
- Peso: 1.261 lbs
- Peso della spedizione: 0.587kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 457mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto: Delta Bag Spiritus Systems](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Delta Bag Spiritus Systems

Introduzione

Grazie per aver scelto il Delta Bag Spiritus Systems. Questa borsa medica compatta è progettata per garantire un accesso rapido e sicuro alle forniture mediche in situazioni di emergenza. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Delta Bag sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero il trasporto di forniture e attrezzature mediche.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il bagaglio se presenta difetti visibili.
- Tieni il Delta Bag lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il suo peso massimo consigliato.
- Conserva il Delta Bag in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Delta Bag, assicurati che tutti gli accessori e le forniture siano correttamente sistemati all'interno.
- Utilizza le cinghie di trasporto in modo appropriato per garantire una vestibilità sicura.
- Fai attenzione quando apri le cerniere, per evitare di danneggiare il contenuto o ferirti.
- Non lasciare mai il Delta Bag incustodito in situazioni potenzialmente pericolose.
- In caso di emergenza, assicurati di avere un accesso rapido e chiaro a tutte le forniture mediche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Delta Bag

- Rimuovi il Delta Bag dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Assicurati che le cinghie siano correttamente attaccate e in buone condizioni.

2. Caricamento delle Forniture

- Apri la borsa utilizzando la cerniera diagonale.
- Organizza le forniture in modo da avere un accesso facile e veloce.
- Assicurati che gli oggetti siano ben fissati e non si muovano durante il trasporto.

3. Indossare il Delta Bag

- Indossa il Delta Bag sopra il tuo plate carrier, assicurandoti che sia ben allineato e comodo.
- Regola le cinghie per una vestibilità sicura e confortevole.
- Verifica che il bagaglio non ostacoli il movimento o la visibilità.

4. Utilizzo in Situazioni di Emergenza

- In caso di emergenza, apri rapidamente la borsa per accedere alle forniture.
- Utilizza la borsa come una postazione di lavoro per fornire assistenza medica.
- Dopo l'uso, riordina le forniture e chiudi la borsa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Delta Bag non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali della borsa, come tessuti e componenti metallici.
- Non abbandonare il Delta Bag in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il Delta Bag Spiritus Systems in modo efficace e sicuro. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami tramite il sistema Safety Gate dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it