

RIFAK Horizontal - MultiCam®

RIFAK (Rip-Away IFAK) è il nuovo kit individuale di pronto soccorso progettato per contenere i dispositivi medici salvavita necessari per attuare il protocollo MARCH. La RIFAK è composta da due parti distinte: un involucro esterno e un inserto interno estraibile, dove sono contenuti i dispositivi medici. Il sistema di sgancio è stato sviluppato per essere estremamente sicuro e intuitivo da estrarre.

CARATTERISTICHE:

- Grazie al sistema Rip-Away, l'operatore sarà in grado di accedere a tutti i dispositivi medici in meno di 6 secondi.
- Non c'è rischio che i dispositivi medici possano fuoriuscire accidentalmente dall'inserto, anche estraendolo bruscamente, poiché sono vincolati su tutti i lati.
- Non sono stati aggiunti "abbellimenti" (es. croci mediche, velcro, ricami...) che possano confondere l'operatore. L'unica parte evidenziata in rosso è la maniglia di estrazione.
- Il cordino elastico esterno può essere utilizzato per comprimere le dimensioni della tasca oltre che per trasportare un Tourniquet.
- Sui PALS/MOLLE laterali è possibile installare ulteriori tasche e/o vincolare strumenti come Forbici, Strap-Cutter e Tourniquet.

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il RIFAK Horizontal MultiCam®](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il RIFAK Horizontal MultiCam®

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFAK (RipAway IFAK), il kit individuale di pronto soccorso progettato per garantire un accesso rapido ai dispositivi medici salvavita. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per massimizzare la sicurezza e l'efficacia del tuo kit.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il kit per verificare che tutti i dispositivi medici siano presenti e in buone condizioni.
- Non utilizzare dispositivi medici danneggiati o scaduti.
- Conserva il kit in un luogo facilmente accessibile e visibile.
- In caso di emergenza, non perdere tempo e segui le procedure di pronto soccorso standard.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'estrazione del kit, assicurati di avere una presa salda sulla maniglia di estrazione.
- Evita di esercitare forze eccessive durante l'estrazione; il sistema di sgancio è progettato per un'operazione fluida.
- Non sovraccaricare il kit con dispositivi medici aggiuntivi non previsti, poiché ciò potrebbe compromettere il funzionamento del sistema di sgancio.
- Non lasciare il kit in ambienti estremi (es. temperature molto basse o alte) per evitare danni ai contenuti.
- Tieni il kit lontano dalla portata dei bambini non supervisionati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il kit RIFAK a un punto di ancoraggio sicuro utilizzando il sistema PALS/MOLLE laterale.
- Assicurati che il kit sia ben fissato e non possa muoversi durante il trasporto.

2. Uso:

- In caso di emergenza, afferra la maniglia di estrazione evidenziata in rosso.
- Tira con decisione per estrarre il kit dall'involucro esterno.
- Una volta estratto, accedi rapidamente ai dispositivi medici all'interno.
- Utilizza il cordino elastico esterno per comprimere le dimensioni della tasca, se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del kit e dei dispositivi medici.
- Non gettare i dispositivi medici nel normale rifiuto domestico. Consulta i centri di raccolta locali per le procedure corrette.
- Assicurati che i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di BLACKFOLIUM.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Assicurati di seguire tutte le indicazioni per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo RIFAK Horizontal MultiCam®.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it