

## RIFAK Vertical - Ranger Green

RIFAK ( Rip-Away IFAK ) è il nuovo kit individuale di primo soccorso progettato per contenere i presidi medici salvavita necessari all'attuazione del protocollo MARCH. La RIFAK conta due componenti distinte: un involucro esterno e un inserto interno estraibile, dove sono contenuti i presidi medici. Il sistema di sgancio è stato sviluppato per essere estremamente sicuro ma anche intuitivo da estrarre.

### CARATTERISTICHE:

- Grazie al sistema Rip-Away l'operatore sarà in grado di raggiungere tutti i presidi medici in meno di 6 secondi.
- Non c'è rischio che i presidi medici possano fuoriuscire accidentalmente dall'inserto, anche estraendolo bruscamente, perché sono vincolati su tutti i lati.
- Non sono stati aggiunti "abbellimenti" (es. croci mediche, velcro, ricami...) che possano confondere l'operatore. L'unica porzione evidenziata in rosso è la maniglia di estrazione.
- Il cordino elastico esterno può essere usato per comprimere le dimensioni della tasca oltre che per trasportare un Tourniquet.
- Sui PALS/MOLLE laterali è possibile installare ulteriori tasche e/o vincolare strumenti come Forbici, Strap-Cutter e Tourniquet.

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: RIFAK Vertical Ranger Green Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFAK Vertical Ranger Green](#)

# RIFAK Vertical Ranger Green Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the RIFAK (RipAway IFAK), an individual first aid kit designed to provide essential medical supplies for the implementation of the MARCH protocol. This guide provides important safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure safe and effective use of your RIFAK kit.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The RIFAK is designed to ensure safe use and contains no hazardous materials. Always follow the instructions for safe handling and usage.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized notices. Please stay informed about any updates regarding your product.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure that the retailer complies with all safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach and ensure that it is used only by trained adults.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any safety alerts related to your product through the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the RIFAK with care. Ensure that the kit is closed securely to prevent accidental opening.
- **Training:** Only individuals trained in first aid should use the medical supplies contained within the RIFAK.
- **Inspection:** Regularly inspect the kit for any damage or expired supplies. Replace any items as necessary.
- **Emergency Situations:** In case of an emergency, ensure that the RIFAK is easily accessible and that all users know how to operate the RipAway system.
- **Environmental Conditions:** Store the RIFAK in a cool, dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures to maintain the integrity of the medical supplies.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- The RIFAK can be secured using the PALS/MOLLE system. Attach the kit to your gear using compatible straps.
- Ensure the kit is firmly attached and does not obstruct movement.

### 2. Usage:

- To access medical supplies, pull the RipAway handle. The internal insert will detach from the outer shell.
- In less than 6 seconds, you should be able to access all necessary medical supplies.
- Ensure that you are familiar with the layout of the kit and the location of each medical supply.

### 3. Additional Features:

- Utilize the external elastic cord to compress the size of the pocket or to carry a Tourniquet.
- You can attach additional pockets or tools (e.g., scissors, strapcutters) to the side PALS/MOLLE for enhanced functionality.

## Disposal Instructions

- Dispose of the RIFAK according to local regulations for waste disposal.
- If the kit is damaged or expired, ensure that it is disposed of safely to prevent accidental use of the medical supplies.
- Recycle any components that are recyclable, in accordance with local recycling guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

For any further assistance or inquiries regarding the RIFAK Vertical Ranger Green, please refer to the contact information provided with your product packaging. It is important to reach out to the manufacturer for any safety concerns or questions regarding the use of the kit.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the effective use of the RIFAK kit are our top priorities.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFAK Vertical Ranger Green

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il kit di pronto soccorso RIFAK Vertical Ranger Green. Questo manuale è progettato per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, seguendo le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il kit se è visibilmente danneggiato o se i dispositivi medici all'interno sono scaduti.
- Conservare il kit in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore o umidità.
- Tenere il kit lontano dalla portata dei bambini, a meno che non sia utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il sistema RipAway solo come indicato nelle istruzioni. Non forzare l'estrazione dell'inserito interno.
- Assicurarsi che il cordino elastico esterno sia correttamente fissato durante il trasporto per evitare che il kit si apra accidentalmente.
- Non sovraccaricare le tasche laterali PALS/MOLLE con oggetti pesanti, per garantire la stabilità e la sicurezza del kit.
- In caso di emergenza, seguire sempre le procedure di pronto soccorso standard e le istruzioni specifiche per ogni dispositivo medico presente nel kit.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Posizionamento del Kit:

- Scegliere un luogo facilmente accessibile per il posizionamento del kit.
- Assicurarsi che il kit sia fissato saldamente e in modo sicuro.

### 2. Utilizzo del Sistema RipAway:

- Per estrarre il kit, afferrare la maniglia di estrazione evidenziata in rosso e tirare verso l'esterno.
- Assicurarsi di avere una presa salda per evitare di far cadere il kit.

### 3. Accesso ai Dispositivi Medici:

- Una volta estratto l'inserito interno, controllare che tutti i dispositivi medici siano al loro posto.
- Utilizzare i dispositivi solo se si è formati e qualificati a farlo.

### 4. Fissaggio di Strumenti Aggiuntivi:

- Utilizzare le tasche laterali PALS/MOLLE per fissare strumenti come forbici, strappacutter e tourniquet.
- Assicurarsi che gli strumenti siano ben fissati e non possano cadere durante il trasporto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il kit e i suoi componenti secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare i dispositivi medici scaduti o danneggiati nel normale spazzatura. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.
- Assicurarsi che il kit sia completamente vuoto e pulito prima di procedere allo smaltimento.

## Informazioni per ulteriore supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o visitare il sito web ufficiale. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni attentamente per garantire un uso sicuro e efficace del kit di pronto soccorso RIFAK Vertical Ranger Green. La sicurezza è la nostra priorità.